




DOLPINA Applikationstechnik

Anwenderfreundlich und sicher.



Fragen Sie uns
nach Ihrem
TOP-Rabatt!



DOLPINA

DOLPINA® PEG Verband-Set Standard für PEG, SPK, ZVK



- Zwei saugstarke, 8-lagige Vlies-Kompressen für eine zügige Flüssigkeitsaufnahme (7,5 x 7,5 cm)
- Zwei saugstarke, 6-lagige Vlies-Schlitz-Kompressen mit Y-Ausschnitt für ein schnelles und einfaches Anlegen (7,5 x 7,5 cm)
- Großes Fixierpflaster (12 x 15 cm) mit abgerundeten Ecken für einen besseren Tragekomfort
- Ausgewogene Klebeeigenschaft zum schmerzfreien Ablösen
- Steril

Artikel	Art.-Nr.	PZN	GTIN	HiMiNr	VE	AE
DOLPINA Verband-Set Standard für PEG, SPK, ZVK	D15PEG	18213825	4260368420247	kein Hilfsmittel	15 Stück	98,25 €
DOLPINA Verband-Set Standard für PEG, SPK, ZVK	D10PEG	16616281	4260368420209	kein Hilfsmittel	10 Stück	65,50 €
DOLPINA Verband-Set Standard für PEG, SPK, ZVK	D1PEG	16875060	4260368420216	kein Hilfsmittel	1 Stück	6,55 €

DOLPINA® Schwerkraft-Überleit-System ENFit®/ENPlus®



- Mit ENPlus®-Anstechdorn: geeignet für alle Sondennahrungsbehältnisse mit ENPlus®-Anschluss
- Leichtgängige Rollenklemme zur einfachen Regulierung der Fließgeschwindigkeit
- 10 cm Abstand zwischen ENPlus®-Anschluss und Tropfkammer für weniger Bewegung am Sondennahrungsbehältnis
- ENFit®-Zuspritzport für eine einfache Medikamentengabe
- Extra lang für einen flexiblen Einsatz: 210 cm
- Großes Innenlumen (CH 15) – auch perfekt zur Verabreichung von hochkalorischer, ballaststoffreicher Nahrung
- Verschlusskappen mit praktischem Fangring

Artikel	Art.-Nr.	PZN	GTIN	HiMiNr	VE	AE
DOLPINA Schwerkraft-Überleit-System ENFit® / ENPlus®	D210SK30	15784579	4260368420186	03.36.06.0001	30 Stück	129,00 €
DOLPINA Schwerkraft-Überleit-System ENFit® / ENPlus®	D210SK1	15784585	4260368420193	03.36.06.0001	1 Stück	4,30 €


DOLPINA® enterale Spritzen ENFit®



- Enterale Spritze ENFit® zur Verabreichung von Flüssigkeiten und zur Medikamentengabe
- Skalierung in kleinen Schritten für eine einfache und exakte Dosierung
- 60 ml-Spritze mit exzentrischem ENFit®-Gewinde
- 1 ml, 2,5 ml und 5 ml mit Niedrigdosisspitze (LDT) für eine nahezu restlose Entleerung der Spritze
- Steril

Artikel	Art.-Nr.	PZN	GTIN	HiMiNr	VE	AE
DOLPINA enterale Spritze ENFit® zur Medikamentengabe (LDT) 1 ml	D1ML30	18714094	4260368420285	03.29.01.1158	30 Stück	14,40 €
	D1ML1	18714102	4260368420278	03.29.01.1158	1 Stück	0,48 €
DOLPINA enterale Spritze ENFit® zur Medikamentengabe (LDT) 2,5 ml	D3ML30	18714119	4260368420308	03.29.01.1159	30 Stück	14,40 €
	D3ML1	18714125	4260368420292	03.29.01.1159	1 Stück	0,48 €
DOLPINA enterale Spritze ENFit® zur Medikamentengabe (LDT) 5 ml	D5ML30	18714131	4260368420322	03.29.01.1160	30 Stück	14,40 €
	D5ML1	18714148	4260368420315	03.29.01.1160	1 Stück	0,48 €
DOLPINA enterale Spritze ENFit® zur Medikamentengabe 10 ml	D10ML30	18714154	4260368420261	03.29.01.1157	30 Stück	14,40 €
	D10ML1	18714160	4260368420254	03.29.01.1157	1 Stück	0,48 €
DOLPINA enterale Spritze ENFit® 20 ml	D20ML30	15784591	4260368420124	03.29.01.1001	30 Stück	21,00 €
	D20ML1	15784616	4260368420131	03.29.01.1001	1 Stück	0,70 €
DOLPINA enterale Spritze ENFit® 60 ml	D60ML30	15784622	4260368420148	03.29.01.1002	30 Stück	32,40 €
	D60ML1	15784639	4260368420155	03.29.01.1002	1 Stück	1,08 €
DOLPINA enterale Spritze ENFit® 100 ml	D100ML30	15784645	4260368420162	03.29.01.1003	30 Stück	131,40 €
	D100ML1	15784651	4260368420179	03.29.01.1003	1 Stück	4,38 €

DOLPINA® Bolus Adapter ENFit®/ENPlus®



- Zur Erleichterung der Bolus-Applikation
- Zur sauberen und sicheren Entnahme von Sondennahrung aus einem Sondennahrungsbehältnis in eine enterale Spritze ENFit®
- Mit ENPlus®-Anstechdorn: geeignet für alle Sondennahrungsbehältnisse mit ENPlus®-Anschluss (DOLPINA Bag®, Fresenius EasyBag®, Nutricia SmartPack, Nestlé SmartFlex®, ...)
- Steril

Artikel	Art.-Nr.	PZN	GTIN	HiMiNr	VE	AE
DOLPINA Bolus Adapter ENFit®/ENPlus®	D15BA	17876239	4260368420223	03.99.99.1036	15 Stück	40,65 €
DOLPINA Bolus Adapter ENFit®/ENPlus®	D1BA	17876245	4260368420230	03.99.99.1036	1 Stück	2,71 €

■ DOLPEDIA

Die herstellerunabhängige Wissensplattform rund um die enterale Ernährung



Jetzt informieren



Enterale Infothek

Umfassende Informationen und Expertenwissen sowohl für Laien als auch medizinisches Fachpersonal – ganz gleich ob zur gesunden Ernährung, Ernährung bei Krankheit oder im Rahmen einer medizinischen Ernährungstherapie mit Trink- und Sondennahrung.



Services

Hilfreiche Services rund um die enterale Ernährung, wie z.B. Videoanleitungen, Flussratenrechner, BMI-Rechner, Glossar, Broschürendownload und vieles mehr.



DOLP Akademie

Praxisnahe Bildungsangebote für medizinisches Fachpersonal im HomeCare Markt.



Produktinformationen

Herstellerunabhängige Produktinformationen zu Trink- und Sondennahrungen sowie Applikationstechnik und Verbandstoffen.

Der Norden ruft. Auf Wunsch auch zurück.

■ DOLP MEDICAL

Dolp Medical GmbH & Co. KG
Diedrich-Dannemann-Str. 55
26203 Wardenburg

Tel 0441 / 3 61 60 67 - 0
Fax 0441 / 3 61 60 67 - 55
E-Mail info@dolp-medical.de